

BRICON

SHARK CP®

P Placa

C Cervical

A Anterior





SHARK CP[®]

Características







El sistema de placa cervical anterior SHARK CP[®] permite una fusión cervical estable y segura.

El sistema de placa SHARK CP[®] se caracteriza por una placa ultradelgada con un perfil de solo 1,95 mm, lo que resulta en una disminución significativa de las complicaciones posoperatorias comunes, como sensación anormal y disfagia.

La placa SHARK CP[®] está diseñada con un mecanismo de bloqueo altamente confiable para garantizar la seguridad y lograr una fusión exitosa.

Además, hay tres tipos de tornillos disponibles para apoyar a los cirujanos que se enfrentan a diversos desafíos con tranquilidad.

Características:

-  Amplia gama de opciones en longitudes de placa de 22 mm a 110 mm
-  Cubriendo de 1 a 5 niveles
-  Angulación del tornillo $\pm 6^\circ$; Craneal/caudal $\pm 14^\circ$
-  Ventanas grandes para la aplicación de injertos óseos
-  Mecanismo de bloqueo seguro y confiable
-  Tres tipos de tornillos, incluidos los de ángulo fijo autoperforante, ángulo variable autoperforante y tornillos de rescate.




SHARK CP[®]

Implantes

Descripción	Número de Artículo	Longitud	Nivel
Anterior cervical plate	700.515.122.1XX	22-34 mm	1 Level
Anterior cervical plate	700.515.122.1XX	36-50 mm	2 Level
Anterior cervical plate	700.515.122.1XX	52-67 mm	3 Level
Anterior cervical plate	700.515.122.4XX	70-86 mm	4 Level
Anterior cervical plate	700.515.122.551	90-110 mm	5 Level
Plate Caddy	540.601.004	-	-
Lid for Plate Caddy	540.601.004.01	-	-





Descripción	Número de Artículo	Diámetro	Longitud
Screw, fixed, self-drilling	700.515.119.112	Ø 4,0	12
Screw, fixed, self-drilling	700.515.119.414	Ø 4,0	14
Screw, fixed, self-drilling	700.515.119.116	Ø 4,0	16
Screw, fixed, self-drilling	700.515.119.418	Ø 4,0	18
Screw, variable, self-drilling	700.515.118.112	Ø 4,0	12
Screw, variable, self-drilling	700.515.118.414	Ø 4,0	14
Screw, variable, self-drilling	700.515.118.116	Ø 4,0	16
Screw, variable, self-drilling	700.515.118.418	Ø 4,0	18
Screw, fixed, self-tapping	700.515.121.112	Ø 4,5	12
Screw, fixed, self-tapping	700.515.121.414	Ø 4,5	14
Screw, fixed, self-tapping	700.515.121.416	Ø 4,5	16
Screw, fixed, self-tapping	700.515.121.418	Ø 4,5	18
Screwcaddy	540.601.005	-	-
Lid for screwcaddy	540.601.005.01	-	-





SHARK CP[®]

Instrumental



BRICON

Otros productos:
Sistema Octopoda

