


General Implants



**TITAN-VERPLATTUNGSSYSTEM
CRANIOMAXILLOFAZIALE OSTHEOSYNTHESE**

**TITANIUM PLATING SYSTEM
CRANIOMAXILLOFACIAL OSTHEOSYNTHESIS**

General Implants



Inhalt

contents

MIKRO-PLATTEN-FAMILIE, TITAN, 1,2 MM MICRO PLATE FAMILY, TITANIUM, 1.2 MM	7
MIKRO-KNOCHENSCHRAUBEN, TITAN, 1,2 MM MICRO BONE SCREWS, TITANIUM, 1.2 MM	10
INSTRUMENTE FÜR MIKRO-PLATTEN-FAMILIE, 1,2 MM INSTRUMENTS FOR MICRO PLATE FAMILY 1.2 MM	11
MEDIUM-PLATTEN-FAMILIE, TITAN, 1,6 MM MEDIUM PLATE FAMILY, TITANIUM, 1.6 MM	15
MEDIUM-KNOCHENSCHRAUBEN, TITAN, 1,6 MM MEDIUM BONE SCREWS, TITANIUM, 1.6 MM	20
INSTRUMENTE FÜR MEDIUM-PLATTEN-FAMILIE, 1,6 MM INSTRUMENTS FOR MEDIUM PLATE FAMILY, 1.6 MM	21
MINI-PLATTEN-FAMILIE, TITAN, 2,0 MM MINI PLATE FAMILY, TITANIUM, 2.0 MM	25
MINI-KNOCHENSCHRAUBEN, TITAN, 2,0 MM MINI BONE SCREWS, TITANIUM, 2.0 MM	31
INSTRUMENTE FÜR MINI-PLATTEN-FAMILIE, 2,0 MM INSTRUMENTS FOR MINI PLATE FAMILY, 2.0 MM	33



Get to know us better
by visiting our website!

www.general-implants.com

Die General Implants GmbH Deutschland gilt seit mehr als 10 Jahren als Spezialist für die Produktion und den Vertrieb qualitativ hochwertiger Dentalimplantate sowie Cranio-Maxillofazialer Verplattungsfamilien.

Ausgehend vom Standort Villingen-Schwenningen im Schwarzwald konnten wir uns als zuverlässiger Partner weltweit etablieren. Dies ist für uns das Ergebnis akribischer Arbeit mit dem höchsten Maß an Qualität.

Bei der General Implants GmbH Deutschland wird alles aus einer Hand geliefert - von der Konstruktion, über streng überwachte Produktions- und Verpackungsprozesse bis zum weltweiten Versand. Diese Produktionskette „Made in Germany“ ermöglicht es uns das Maximum an Qualität und Sicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten.

Abgestimmt auf die Versorgung unterschiedlichster Frakturen im Cranio-Maxillofazialen Bereich stehen Ihnen in diesem Produktkatalog drei Familien in den Größen 1,2mm, 1,6mm und 2,0mm zur Auswahl. Um die Unterscheidung der einzelnen Familien zu vereinfachen sind die Systemkomponenten farblich codiert.

Aufgrund unseres breiten Produktportfolios sind wir in der Lage sämtliche Anwendungsfälle abzudecken. Ob Kreuzschlitz oder Vierkant - wählen Sie Ihren bevorzugten Antrieb aus. Entscheiden Sie welche Geometrie notwendig ist um das beste Ergebnis zu erzielen - selbstbohrend oder selbstschneidend?

Entsprechende Notfallschrauben für jede Dimension runden das Gesamtsystem ab. Eine Vielzahl unterschiedlich geformter Osteosynthesepplatten ermöglichen es, den Patienten optimal zu versorgen - auf Kompromisse können Sie verzichten.

Komplettiert wird das Verplattungssystem durch unser hochpräzises Werkzeugsortiment. Durch die auf jedes Familien explizit abgestimmten Bohrer in Kombination mit einer Tiefenmesslehre kann bei Bedarf der Knochen optimal vorbereitet werden. Verschiedenste Schneide- und Biegezaugen ermöglichen die individuelle Bearbeitung der Knochenplatten. Die auf die Antriebsart abgestimmten Einsetzinstrumente gewähren einen sicheren Halt und ermöglichen ein einfaches Fixieren der ausgewählten Knochenschraube.

Die übersichtlich konstruierten Lagerungsracks für Schrauben und Platten garantieren für jedes Familien eine übersichtliche und sichere Lagerung Ihrer Produkte.

Unsere langjährige Erfahrung sowie die kontinuierliche Produktoptimierung sind der Grundstein für Ihren und unseren Erfolg.



For more than 10 years now, General Implants GmbH Deutschland has been regarded as a specialist in the production and marketing of high quality dental implants and cranio-maxillofacial plating families.

Originating from our Villingen-Schwenningen location in the Black Forest, we were able to establish ourselves as a reliable partner worldwide. For us, this is the result of meticulous work and the highest levels of quality.


At General Implants GmbH Deutschland everything is supplied from a single source - starting from design, through strictly monitored production and packaging processes to worldwide shipment. This „Made in Germany“ production chain allows us to guarantee our customers maximum quality and safety.

Our product catalogue offers you the choice of three families in the sizes 1.2mm, 1.6mm and 2.0mm, all matched to the restoration of a large variety of fractures in the cranio-maxillofacial region. The families components are colour-coded to simplify differentiation between the separate systems. Owing to our broad product portfolio, we are able to cover all applications. Cross drive or quadro drive - simply choose your preferred drive system. Decide which geometry is necessary to achieve the best outcome - self-drilling or self-tapping? Corresponding emergency screws for every dimension round off the overall system. A number of different shaped osteosynthesis plates allow for optimal treatment of the patient - there is no

need for compromises. The plating system is complemented by our high-precision instrument range. If required, the bone can be prepared perfectly using the burs in combination with a depth gauge, all of which are designed explicitly for each individual family. A variety of cutting and bending forceps allow individual processing of the bone plates. The insertion instruments are geared to the type of drive and ensure safe retention as well as allowing easy fixation of the selected bone screw.

The clearly arranged storage racks for screws and plates guarantee organised and safe storage of your products for every family.


Our long experience and continuous product optimisation are the cornerstone of your - and our - success.





MIKRO-PLATTEN-STANDARD-SET
STANDARD SET MICRO PLATES

- 12-900-00** Mikro-Platten-Standard-Set
komplett, bestehend aus:
Standard Set Micro Plates
complete, consisting of:
- 12-900-10** Sterilisier-Container 310x190x70 mm
Sterilisation Container 310x190x70 mm
- 12-900-20** Instrumentenrack
Rack for Instruments
- 12-900-30** Rack für Platten und Schrauben
Rack for plates and screws
- 48-910-00** Plattenschneidezange, 18 cm
Plate cutting plier, 18 cm
- 48-910-05** Flachzange, 13,5 cm
Flat plier, 13.5 cm
- 12-910-10** Plattenbiegezange Aderer, 13 cm
Plate bending plier Aderer, 13 cm
- 48-910-15** Platten/Schrauben-Haltepinzette, Edelstahl
Plates/Screws-Holding-forceps, Stainless Steel
- 12-910-40** Schraubendreher (Dental-Ansatz)
inkl. Klinge, selbsthaltend, Kreuzschlitz
Screwdriver
incl. blade, self-holding, cross drive
- 12-910-65** Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,0 x 46 mm
Twist drill with Stryker coupling Ø 1.0 x 46 mm
- 12-910-70** Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,0 x 50 mm
Twist drill with Stryker coupling Ø 1.0 x 50 mm



Gerne können Sie Ihr individuelles Set zusammenstellen.
Wir passen die Lagerungsracks entsprechend an.
You can always compose your individual set.
We will adapt the racks accordingly.

Platten, je 5 Stück
Plates, 5 pieces each

12-100-04	Straight Plate 4 holes	12-140-05	T Plate 5 holes
12-100-06	Straight Plate 6 holes	12-140-07	T Plate 7 holes
12-100-08	Straight Plate 8 holes	12-152-02	T Plate 7 holes
12-100-12	Straight Plate 12 holes	12-158-01	Double T Plate 6 holes
12-100-16	Straight Plate 16 holes	12-160-01	Y Plate 6 holes
12-100-24	Straight Plate 24 holes	12-170-01	Double Y Plate 6 holes
12-130-01	L Plate 5 holes, left	12-170-02	Double Y Plate 7 holes
12-130-02	L Plate 5 holes, right	12-170-03	Double Y Plate 9 holes
12-134-01	L Plate 8 holes, left	12-187-08	Orbital Plate 8 holes
12-134-02	L Plate 8 holes, right		

Schrauben, je 10 Stück (selbstschneidend)
Screws, 10 pieces each (self-tapping)

12-710-04	1,2 x 4
12-710-05	1,2 x 5
12-710-06	1,2 x 6
12-710-07	1,2 x 7
12-710-08	1,2 x 8
12-710-09	1,2 x 9
12-710-11	1,2 x 11





Notfallschrauben
Emergency screws

12-711-05	1,4 x 5
------------------	---------




MIKRO-PLATTEN, TITAN, PROFIL 0,55 MM, 1,2 MM
MICRO PLATES, TITANIUM, PROFILE 0.55 MM, 1.2 MM

MIKRO-PLATTEN, TITAN, PROFIL 0,55 MM, 1,2 MM
MICRO PLATES, TITANIUM, PROFILE 0.55 MM, 1.2 MM




Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

- 48-245-01 60 x 60 x 0,1 mm
- 48-246-01 120 x 60 x 0,1 mm
- 48-247-01 120 x 120 x 0,1 mm
- 48-245-02 60 x 60 x 0,2 mm
- 48-246-02 120 x 60 x 0,2 mm
- 48-247-02 120 x 120 x 0,2 mm



Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

- 28-255-03 80 x 50 x 0,3 mm
- 28-255-06 80 x 50 x 0,6 mm





Kreuzschlitz (selbstschneidend)
Cross Drive (self-tapping)

12-710-03	1,2 x 3
12-710-04	1,2 x 4
12-710-05	1,2 x 5
12-710-06	1,2 x 6
12-710-07	1,2 x 7
12-710-08	1,2 x 8
12-710-09	1,2 x 9
12-710-11	1,2 x 11
12-710-13	1,2 x 13
12-710-15	1,2 x 15
12-710-17	1,2 x 17

Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)

12-711-03	1,4 x 3
12-711-05	1,4 x 5
12-711-07	1,4 x 7
12-711-09	1,4 x 9

Selbstbohrende Ausführung auf Anfrage lieferbar
Self-drilling version available on request



Vierkant (selbstschneidend)
Quadro Drive (self-tapping)

12-720-03	1,2 x 3
12-720-04	1,2 x 4
12-720-05	1,2 x 5
12-720-06	1,2 x 6
12-720-07	1,2 x 7
12-720-08	1,2 x 8
12-720-09	1,2 x 9
12-720-11	1,2 x 11
12-720-13	1,2 x 13
12-720-15	1,2 x 15
12-720-17	1,2 x 17

Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)

12-721-03	1,4 x 3
12-721-05	1,4 x 5
12-721-07	1,4 x 7
12-721-09	1,4 x 9



48-910-00 **Plattenschneidezange, 18 cm**
Plate cutting plier, 18 cm



48-910-05 **Flachzange, 13,5 cm**
Flat plier, 13.5 cm



12-910-10 **Plattenbiegezange Aderer, 13 cm**
Plate bending plier Aderer, 13 cm



48-910-15 **Platten/Schrauben-Haltepinzette**
Edelstahl, 15 cm
Plates/Screws-Holding-forceps
Stainless steel, 15 cm



12-910-40 **Schraubendreher (Dental-Ansatz)**
inkl. Klinge, selbsthaltend, Kreuzschlitz
Screwdriver (dental coupling)
incl. blade, self-holding, cross drive



12-910-45 **Schraubendreher (Dental-Ansatz)**
inkl. Klinge, selbsthaltend, Vierkant
Screwdriver (dental coupling)
incl. blade, self-holding, quadro drive



48-910-50 **Schraubendrehergriff, Metall**
für alle Klingen (Dental-Ansatz)
Metall screwdriver handle
for all blades (dental coupling)



12-910-55 **Schraubendreherklinge mit Sechskant-Ansatz**
selbsthaltend, Kreuzschlitz
Screwdriver blade Screwdriver blade with hexagonal coupling
self-holding, cross drive



12-910-57 **Schraubendreherklinge mit Dental-Ansatz**
selbsthaltend, Kreuzschlitz
Screwdriver blade Screwdriver blade with dental coupling
self-holding, cross drive



12-910-60 **Schraubendreherklinge mit Sechskant-Ansatz**
selbsthaltend, Vierkant
Screwdriver blade hexagonal coupling
self-holding, quadro drive



12-910-62 **Schraubendreherklinge mit Dental-Ansatz**
selbsthaltend, Vierkant
Screwdriver blade with dental coupling
self-holding, quadro drive



Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz
Twist drill with Stryker coupling

12-910-65 **Ø 1,0 x 46 mm**
für Schrauben bis 4 mm Länge
for screws up to 4 mm length

12-910-70 **Ø 1,0 x 50 mm**
für Schrauben bis 8 mm Länge
for screws up to 8 mm length

Spiralbohrer mit Dental-Ansatz
Twist drill with dental coupling

12-910-75 **Ø 1,0 x 30 mm**
für Schrauben bis 4 mm Länge
for screws up to 4 mm length


12-910-80 **Ø 1,0 x 34 mm**
für Schrauben bis 8 mm Länge
for screws up to 8 mm length

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Other sizes available on request



- 16-900-00** Medium-Platten-Standard-Set
komplett, bestehend aus:
Standard Set Medium Plates
complete, consisting of:
- 16-900-10** Sterilisier-Container 310x190x70 mm
Sterilisation Container 310x190x70 mm
- 16-900-20** Instrumentenrack
Rack for Instruments
- 16-900-30** Rack für Platten und Schrauben
Rack for plates and screws
- 48-910-00** Plattenschneidezange, 18 cm
Plate cutting plier, 18 cm
- 48-910-05** Flachzange, 13,5 cm
Flat plier, 13.5 cm
- 16-910-20** Plattenbiegezange Aderer, 13 cm
Plate bending plier Aderer, 13 cm
- 48-910-15** Platten/Schrauben-Haltepinzette, Edelstahl
Plates/Screws-Holding-forceps, Stainless Steel
- 16-910-40** Schraubendreher (Sechskant-Ansatz)
inkl. Klinge, selbsthaltend, Kreuzschlitz
Screwdriver (hexagonal coupling)
incl. blade, self-holding, cross drive
- 16-910-75** Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,3 x 47 mm
Twist drill with Stryker coupling Ø 1.3 x 47 mm
- 16-910-80** Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,3 x 50 mm
Twist drill with Stryker coupling Ø 1.3 x 50 mm
- 48-910-35** Tiefenmesser, Messtiefe 30 mm
Depth gauge, measuring depth 30 mm

MEDIUM-PLATTEN-STANDARD-SET
STANDARD SET MEDIUM PLATES





Gerne können Sie Ihr individuelles Set zusammenstellen.
Wir passen die Lagerungsracks entsprechend an.
You can always compose your individual set.
We will adapt the racks accordingly.

Platten, je 5 Stück Plates, 5 pieces each				Schrauben, je 10 Stück (selbstschneidend) Screws, 10 pieces each (self-tapping)			
16-100-04	Straight Plate 4 holes	16-120-30	Straight Plate 30 holes	16-150-01	T Plate 6 holes	16-710-05	1,6 x 5
16-102-04	Straight Plate 4 holes 6 mm stem	16-130-01	L Plate 4 holes, left 6 mm stem	16-160-01	Y Plate 5 holes	16-710-07	1,6 x 7
16-104-04	Straight Plate 4 holes 8 mm stem	16-130-02	L Plate 4 holes, right 6 mm stem	16-160-02	Y Plate 5 holes 8 mm stem	16-710-08	1,6 x 8
16-106-04	Straight Plate 4 holes 10 mm stem	16-132-01	L Plate 4 holes, left 8 mm stem	16-170-01	Double Y Plate 6 holes	16-710-09	1,6 x 9
16-110-06	Straight Plate 6 holes	16-132-02	L Plate 4 holes, right 8 mm stem	16-170-02	Double Y Plate 7 holes	16-710-11	1,6 x 11
16-120-08	Straight Plate 8 holes	16-145-04	T Plate 4 holes 8 mm stem	16-187-06	Orbital Plate 6 holes	16-710-13	1,6 x 13
16-120-16	Straight Plate 16 holes	16-147-04	T Plate 4 holes 12 mm stem	16-187-08	Orbital Plate 8 holes	Notfallschrauben Emergency screws	
16-120-18	Straight Plate 18 holes						
						16-711-07	1,9 x 7



MEDIUM-PLATTEN, TITAN, PROFIL 0,55 MM, 1,6 MM
MEDIUM PLATES, TITANIUM, PROFILE 0.55 MM, 1.6 MM

MEDIUM-PLATTEN, TITAN, PROFIL 0,55 MM, 1,6 MM
MEDIUM PLATES, TITANIUM, PROFILE 0.55 MM, 1.6 MM






16-220-04
Quadro Plate
2x2 holes




16-230-04
Rectangular Plate
2x2 holes




16-220-06
Quadro Plate
3x2 holes




16-230-06
Rectangular Plate
3x2 holes




16-220-08
Quadro Plate
4x2 holes




16-230-08
Rectangular Plate
4x2 holes




16-220-24
Quadro Plate
6x4 holes



16-230-24
Rectangular Plate
6x4 holes



16-250-01
Neuro Gap Plate
small




16-250-02
Neuro Gap Plate
medium




16-250-03
Neuro Gap Plate
large

16-256-01
Neuro Sub-temporal Plate
small




16-256-02
Neuro Sub-temporal Plate
large




Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

- 48-245-01** 60 x 60 x 0,1 mm
- 48-246-01** 120 x 60 x 0,1 mm
- 48-247-01** 120 x 120 x 0,1 mm
- 48-245-02** 60 x 60 x 0,2 mm
- 48-246-02** 120 x 60 x 0,2 mm
- 48-247-02** 120 x 120 x 0,2 mm



Gitter Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

- 28-255-03** 80 x 50 x 0,3 mm
- 28-255-06** 80 x 50 x 0,6 mm





Kreuzschlitz (selbstschneidend)
Cross Drive (self-tapping)

16-710-03	1,6 x 3
16-710-04	1,6 x 4
16-710-05	1,6 x 5
16-710-06	1,6 x 6
16-710-07	1,6 x 7
16-710-08	1,6 x 8
16-710-09	1,6 x 9
16-710-11	1,6 x 11
16-710-13	1,6 x 13
16-710-15	1,6 x 15
16-710-17	1,6 x 17
16-710-19	1,6 x 19

Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)

16-711-05	1,9 x 5
16-711-07	1,9 x 7
16-711-09	1,9 x 9
16-711-11	1,9 x 11

Kreuzschlitz (selbstbohrend)
Cross Drive (self-drilling)

16-712-03	1,6 x 3
16-712-05	1,6 x 5
16-712-07	1,6 x 7
16-712-09	1,6 x 9
16-712-11	1,6 x 11
16-712-13	1,6 x 13
16-712-15	1,6 x 15



Vierkant (selbstschneidend)
Quadro Drive (self-tapping)

16-720-03	1,6 x 3
16-720-04	1,6 x 4
16-720-05	1,6 x 5
16-720-06	1,6 x 6
16-720-07	1,6 x 7
16-720-08	1,6 x 8
16-720-09	1,6 x 9
16-720-11	1,6 x 11
16-720-13	1,6 x 13
16-720-15	1,6 x 15
16-720-17	1,6 x 17
16-720-19	1,6 x 19

Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)

16-721-05	1,9 x 5
16-721-07	1,9 x 7
16-721-09	1,9 x 9
16-721-11	1,9 x 11

Vierkant (selbstbohrend)
Quadro Drive (self-drilling)

16-722-03	1,6 x 3
16-722-05	1,6 x 5
16-722-07	1,6 x 7
16-722-09	1,6 x 9
16-722-11	1,6 x 11
16-722-13	1,6 x 13
16-722-15	1,6 x 15



48-910-00 **Plattenschneidezange, 18 cm**
Plate cutting plier, 18 cm















48-910-05 **Flachzange, 13,5 cm**
Flat plier, 13,5 cm



16-910-20 **Plattenbiegezange Aderer, 13 cm**
Plate bending plier Aderer, 13 cm



48-910-15 **Platten/Schrauben-Haltepinzette**
Edelstahl, 15 cm
Plates/Screws-Holding-forceps
Stainless steel, 15 cm




Weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Other sizes available on request



MINI-PLATTEN-STANDARD-SET
STANDARD SET MINI PLATES

- 20-900-00** Mini-Platten-Standard-Set
komplett, bestehend aus:
Standard Set Mini Plates
complete, consisting of:
- 20-900-10** Sterilisier-Container 310x190x70 mm
Sterilisation Container 310x190x70 mm
- 20-900-20** Instrumentenrack
Rack for Instruments
- 20-900-30** Rack für Platten und Schrauben
Rack for plates and screws
- 48-910-00** Plattenschneidezange, 18 cm
Plate cutting plier, 18 cm
- 48-910-05** Flachzange, 13,5 cm
Flat plier, 13.5 cm
- 20-910-30** Plattenbiegezange Aderer, 13 cm
Plate bending plier Aderer, 13 cm
- 48-910-15** Platten/Schrauben-Haltepinzette, Edelstahl
Plates/Screws-Holding-forceps, Stainless Steel
- 20-910-40** Schraubendreher
inkl. Klinge, selbthaltend, Kreuzschlitz
Screwdriver
incl. Blade, self-holding, cross drive
- 20-910-80** Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,5 x 70 mm
Twist drill with Stryker coupling Ø 1.5 x 70 mm
- 20-910-85** Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,5 x 105 mm
Twist drill with Stryker coupling Ø 1.5 x 105 mm
- 48-910-35** Tiefenmesser, Messtiefe 30 mm
Depth gauge, measuring depth 30 mm



Gerne können Sie Ihr individuelles Set zusammenstellen.
Wir passen die Lagerungsracks entsprechend an.
You can always compose your individual set.
We will adapt the racks accordingly.




Platten, je 5 Stück Plates, 5 pieces each				Schrauben, je 10 Stück (selbstschneidend) Screws, 10 pieces each (self-tapping)			
20-100-04	Straight Plate 4 holes	20-134-02	L Plate 4 holes, right 12 mm stem	20-156-02	T Plate - 100° positive 5 holes 12 mm stem	20-710-05	2,0 x 5
20-102-04	Straight Plate 4 holes 12 mm stem	20-152-02	T Plate 5 holes 12 mm stem			20-710-07	2,0 x 7
20-100-06	Straight Plate 6 holes	20-150-01	T Plate 6 holes	20-178-04	Double T Plate 6 holes	20-710-09	2,0 x 9
20-104-06	Straight Plate 6 holes 12 mm stem	20-154-01	T Plate 4 holes	20-160-01	Y Plate 5 holes	20-710-11	2,0 x 11
20-100-08	Straight Plate 8 holes	20-154-02	T Plate 4 holes 12 mm stem	20-160-04	Y Plate 5 holes 12 mm stem	20-710-13	2,0 x 13
20-100-16	Straight Plate 16 holes	20-155-01	T Plate 6 holes	20-160-05	Y Plate 5 holes 6 mm stem	20-710-15	2,0 x 15
20-130-01	L Plate 4 holes, left	20-156-01	T Plate - 100° negative 5 holes 12 mm stem	20-387-08	Orbital Plate 8 holes	20-710-17	2,0 x 17
20-130-02	L Plate 4 holes, right			20-387-10	Orbital Plate 10 holes	Notfallschrauben Emergency screws	
20-134-01	L Plate 4 holes, left 12 mm stem			20-387-12	Orbital Plate 12 holes	20-711-07	2,3 x 7

MINI-PLATTEN, TITAN, PROFIL 1,0/0,6 MM, 2,0 MM
MINI PLATES, TITANIUM, PROFILE 1.0/0.6 MM, 2.0 MM

MINI-PLATTEN, TITAN, PROFIL 1,0/0,6 MM, 2,0 MM
MINI PLATES, TITANIUM, PROFILE 1.0/0.6 MM, 2.0 MM

Normal profile (1.0 mm)
Low profile (0.6 mm)

						
Normal profile Low profile	20-100-04 20-300-04 Straight Plate 4 holes	20-102-04 20-302-04 Straight Plate 4 holes 9 mm stem	20-104-06 Straight Plate 6 holes 12 mm stem	20-106-04 20-306-04 Straight Plate 4 holes 12 mm stem	20-100-06 20-300-06 Straight Plate 6 holes	20-100-08 20-300-08 Straight Plate 8 holes
						
Normal profile Low profile	20-100-12 Straight Plate 12 holes	20-100-16 Straight Plate 16 holes	20-100-24 Straight Plate 24 holes	20-100-40 Straight Plate 40 holes		
						
Normal profile Low profile	20-130-01 20-330-01 L Plate 4 holes, left	20-130-02 20-330-02 L Plate 4 holes, right	20-132-01 20-332-01 L Plate 4 holes, left 9 mm stem	20-132-02 20-332-02 L Plate 4 holes, right 9 mm stem	20-134-01 20-334-01 L Plate 4 holes, left 12 mm stem	20-134-02 20-334-02 L Plate 4 holes, right 12 mm stem

						
Normal profile Low profile	20-136-05 20-336-05 L Plate 5 holes, left 12 mm stem	20-136-06 20-336-06 L Plate 5 holes, right 12 mm stem	20-137-01 L Plate - 100° 4 holes, left	20-137-02 L Plate - 100° 4 holes, right	20-138-01 L Plate - 100° 5 holes, left 12 mm stem	20-138-02 L Plate - 100° 5 holes, right 12 mm stem
						
Normal profile Low profile	20-150-01 20-350-01 T Plate 6 holes	20-152-02 20-352-02 T Plate 5 holes 12 mm stem	20-376-04 Double T Plate 4 holes 12 mm stem	20-178-04 20-378-04 Double T Plate 6 holes		
						
Normal profile	20-154-01 T Plate 4 holes	20-154-02 T Plate 4 holes 12 mm stem	20-155-01 T Plate 6 holes	20-155-02 T Plate 6 holes 7,5 mm stem	20-156-01 T Plate - 100° negative 5 holes 12 mm stem	20-156-02 T Plate - 100° positive 5 holes 12 mm stem




MINI-PLATTEN, TITAN, PROFIL 1,0/0,6 MM, 2,0 MM
MINI PLATES, TITANIUM, PROFILE 1.0/0.6 MM, 2.0 MM

MINI-PLATTEN, TITAN, PROFIL 1,0/0,6 MM, 2,0 MM
MINI PLATES, TITANIUM, PROFILE 1.0/0.6 MM, 2.0 MM

Normal profile (1.0 mm)
Low profile (0.6 mm)

Normal profile
Low profile



20-160-01
20-360-01
Y Plate
5 holes


20-160-04
20-360-04
Y Plate
5 holes
12 mm stem

20-160-05
Y Plate
5 holes
6 mm stem

20-170-06
20-370-06
Double Y Plate
7 holes

20-174-04
X Plate
4 holes


Normal profile
Low profile



20-170-01
20-370-01
Double Y Plate
6 holes

20-170-02
20-370-02
Double Y Plate
6 holes
12 mm stem

Normal profile
Low profile




20-187-08
20-387-08
Orbital Plate
8 holes

20-187-10
20-387-10
Orbital Plate
10 holes

20-187-12
20-387-12
Orbital Plate
12 holes

Normal profile




20-382-01
Z Plate
4 holes, right

20-382-02
Z Plate
4 holes, left

20-382-03
Z Plate
4 holes, right
with stem

20-382-04
Z Plate
4 holes, left
with stem

Normal profile



20-220-04
Quadro Plate
2x2 holes

20-230-04
Rectangular Plate
2x2 holes


20-220-06
Quadro Plate
3x2 holes

20-230-06
Rectangular Plate
3x2 holes


20-220-08
Quadro Plate
4x2 holes

20-230-08
Rectangular Plate
4x2 holes


Normal profile



20-220-16
Quadro Plate
4x4 holes



20-230-16
Rectangular Plate
4x4 holes



Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

48-245-01	60 x 60 x 0,1 mm
48-246-01	120 x 60 x 0,1 mm
48-247-01	120 x 120 x 0,1 mm
48-245-02	60 x 60 x 0,2 mm
48-246-02	120 x 60 x 0,2 mm
48-247-02	120 x 120 x 0,2 mm
36-255-03	80 x 50 x 0,3 mm



Medium profile (0.75 mm)

Medium profile




20-210-02
Straight Plate
2 holes
12 mm stem



20-402-04
Straight Plate
4 holes
9 mm stem



20-406-04
Straight Plate
4 holes
12 mm stem



20-400-40
Straight Plate
40 holes




20-434-11
L Plate - 100°
5 holes, left
12 mm stem




20-434-12
L Plate - 100°
5 holes, right
12 mm stem


Medium profile




20-434-21
L Plate - 100°
7 holes, left
12 mm stem



20-434-22
L Plate - 100°
7 holes, right
12 mm stem




20-434-31
L Plate - 100°
9 holes, left
12 mm stem




20-434-32
L Plate - 100°
9 holes, right
12 mm stem


Medium profile



20-450-10
T Plate
10 holes
18 mm stem



20-460-08
Y Plate
8 holes




20-470-08
Double Y Plate
10 mm stem


Medium profile




20-474-04
X Plate
4 holes




20-487-06
Orbital Plate
6 holes



20-487-08
Orbital Plate
8 holes



20-487-10
Orbital Plate
10 holes



Kreuzschlitz (selbstschneidend)
Cross Drive (self-tapping)

20-710-04	2,0 x 4
20-710-05	2,0 x 5
20-710-06	2,0 x 6
20-710-07	2,0 x 7
20-710-08	2,0 x 8
20-710-09	2,0 x 9
20-710-10	2,0 x 10
20-710-11	2,0 x 11
20-710-12	2,0 x 12
20-710-13	2,0 x 13
20-710-14	2,0 x 14
20-710-15	2,0 x 15
20-710-16	2,0 x 16
20-710-17	2,0 x 17
20-710-18	2,0 x 18
20-710-19	2,0 x 19
20-710-20	2,0 x 20
20-710-21	2,0 x 21
20-710-22	2,0 x 22

Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)

20-711-05	2,3 x 5
20-711-07	2,3 x 7
20-711-09	2,3 x 9
20-711-11	2,3 x 11

Kreuzschlitz (selbstbohrend)
Cross Drive (self-drilling)

20-712-04	2,0 x 4
20-712-05	2,0 x 5
20-712-07	2,0 x 7
20-712-09	2,0 x 9
20-712-11	2,0 x 11
20-712-13	2,0 x 13
20-712-15	2,0 x 15

Vierkant (selbstschneidend)
Quadro Drive (self-tapping)


20-720-04	2,0 x 4
20-720-05	2,0 x 5
20-720-06	2,0 x 6
20-720-07	2,0 x 7
20-720-08	2,0 x 8
20-720-09	2,0 x 9
20-720-11	2,0 x 11
20-720-13	2,0 x 13
20-720-15	2,0 x 15
20-720-17	2,0 x 17
20-720-19	2,0 x 19
20-720-21	2,0 x 21

Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)

20-721-05	2,3 x 5
20-721-07	2,3 x 7
20-721-09	2,3 x 9
20-721-11	2,3 x 11

Vierkant (selbstbohrend)
Quadro Drive (self-drilling)

20-722-04	2,0 x 4
20-722-05	2,0 x 5
20-722-07	2,0 x 7
20-722-09	2,0 x 9
20-722-11	2,0 x 11
20-722-13	2,0 x 13
20-722-15	2,0 x 15



Intermaxilläre Fixationsschraube (IMF)
Intermaxillary fixation screw (IMF)

20-810-08	2,0 x 8
20-810-10	2,0 x 10
20-810-12	2,0 x 12
20-810-14	2,0 x 14

Titan-Draht
Titanium wires

20-820-04	Ø 0,4 mm, 10 m
20-820-05	Ø 0,5 mm, 10 m
20-820-06	Ø 0,6 mm, 10 m



48-910-00

Plattenschneidezange, 18 cm
 Plate cutting plier, 18 cm



48-910-05

Flachzange, 13,5 cm
 Flat plier, 13.5 cm



20-910-30

Plattenbiegezange Aderer, 13 cm
 Plate bending plier Aderer, 13 cm



48-910-15

Platten/Schrauben-Haltepinzette
 Edelstahl, 15 cm
Plates/Screws-Holding-forceps
 Stainless steel, 15 cm



INSTRUMENTE FÜR MINI-PLATTEN-FAMILIE, 2,0 MM
INSTRUMENTS FOR MINI PLATE FAMILY, 2.0 MM

INSTRUMENTE FÜR MEDIUM-PLATTEN-FAMILIE, 2,0 MM
INSTRUMENTS FOR MEDIUM PLATE FAMILY, 2.0 MM



20-910-40 Schraubendreher
inkl. Klinge, selbsthaltend, Kreuzschlitz
Screwdriver
incl. blade, self-holding, cross drive



20-910-45 Schraubendreher
inkl. Klinge, selbsthaltend, Vierkant
Screwdriver
incl. blade, self-holding, quadro drive



48-910-20 Schraubendrehergriff, Kunststoff
drehbar, für alle Klingen
Screwdriver handle
turnable, for all blades



20-910-50 Schraubendreher
inkl. Klinge, selbsthaltend, Kreuzschlitz
Screwdriver
incl. blade, self-holding, cross drive



20-910-55 Schraubendreher
inkl. Klinge, selbsthaltend, Vierkant
Screwdriver
incl. blade, self-holding, quadro drive

48-910-30 Schraubendrehergriff, Metall
drehbar, für alle Klingen
Metal screwdriver handle
turnable, for all blades



20-910-65 Schraubendreherklinge
selbsthaltend, Kreuzschlitz
Screwdriver blade
self-holding, cross drive



20-910-70 Schraubendreherklinge
selbsthaltend, Vierkant
Screwdriver blade
self-holding, quadro drive



20-910-75 Haltevorrichtung für Schraubendreherklinge
für Schrauben 2,0 mm
Screw-holding device for screwdriver blade
for screws 2.0 mm



48-910-35 Tiefenmesser
Messtiefe 30 mm
Depth gauge
measuring depth 30 mm



Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz
Twist drill with Stryker coupling

20-910-80 Ø 1,5 x 70 mm
für Schrauben bis 7 mm Länge
for screws up to 7 mm length

20-910-85 Ø 1,5 x 105 mm
für Schrauben bis 20 mm Länge
for screws up to 20 mm length

Spiralbohrer mit Dental-Ansatz
Twist drill with dental coupling

20-910-90 Ø 1,5 x 34 mm
für Schrauben bis 7 mm Länge
for screws up to 7 mm length

20-910-95 Ø 1,5 x 50 mm
für Schrauben bis 20 mm Länge
for screws up to 20 mm length

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Other sizes available on request



20-911-00 Transbukkale Bohrhilfe
für Schraubendreher mit Haltevorrichtung
Transbuccal drilling guide
for screwdriver with holding

20-911-05 Transbukkale Bohrhilfe
für Schraubendreher ohne Haltevorrichtung
Transbuccal drilling guide
for screwdriver without holding

EC Certificate

mdc medical device certification GmbH
Notified Body 0483
herewith certifies that

General Implants



General Implants GmbH Deutschland
Max-Planck-Straße 39
78052 Villingen-Schwenningen
Germany
for the scope
dental implant systems, bone screws, bone plates
has introduced and applies a
Quality System
for the design, manufacture and final inspection.
The mdc audit has proven that this quality system
meets all requirements according to
Annex II – excluding Section 4
of the Council Directive 93/42/EEC
of 14 June 1993 concerning medical devices.
The surveillance will be held as specified in Annex II, Section 5.

Valid from
Valid until
Registration no.
Report no.
Stuttgart

2012-07-17
2016-01-19
2366.01.01/2
E 2366.01 / 2012-07-17
2012-07-17


mdc
mdc medical device certification GmbH
Röntgenstraße 9
D-70181 Stuttgart, Germany
Phone: +49-(0)711-255897-0
Fax: +49-(0)711-255897-10
Internet: <http://www.mdc-cp.de>


Head of Certification Body


Zertifiziert durch
Zentralstelle der Länder
für Normenausschüsse
und Normenvereine
ZL0-20-676.94.01

Certificate

mdc medical device certification GmbH
certifies that

General Implants




General Implants GmbH Deutschland
Max-Planck-Straße 39
78052 Villingen-Schwenningen
Germany
for the scope
design, production and distribution of
dental implants, bone screws and bone plates
has introduced and applies a
Quality Management System
The mdc audit has proven that this quality management system
meets all requirements of the following standard
EN ISO 13485
Medical devices – Quality management systems –
Requirements for regulatory purposes
(EN ISO 13485:2003 + AC:2009)


Valid from
Valid until
Registration no.
Report no.
Stuttgart

2011-01-19
2018-01-19
2366.48.01/0
E 2366.48 / 2010-12-07
2010-12-07


mdc
mdc medical device certification GmbH
Röntgenstraße 9
D-70181 Stuttgart, Germany
Phone: +49-(0)711-255897-0
Fax: +49-(0)711-255897-10
Internet: <http://www.mdc-cp.de>


Head of Certification Body


Zertifiziert durch
Zentralstelle der Länder
für Normenausschüsse
und Normenvereine
ZL0-20-676.94.01



**General Implants
GmbH Deutschland**

Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen
Germany

Telephone +49 (0) 7461-9336-0
Telefax +49 (0) 7461-9336-665
info@general-implants.com

www.general-implants.com

