

NSID3D

 **OSSIS[®]
NOVUM**
INNOVACIÓN EN IMPLANTES



Neuro

3D

Neurocirugía




OSSIS MEUM

- OsisMeum es un implante personalizado a la medida que se realiza partiendo del hueso mismo del paciente
- Contando con el hueso, se extrae una copia exacta del hueso con un molde

OSSIS 3D

- Osis3D es un implante personalizado (PMMA) a la medida que se realiza partiendo de un diseño 3D
- Contando con el TAC, se modela la zona faltante y el implante es manufacturado a partir del mismo.



Neurocirugía

NSID3D

PEEK

- Biocompatibilidad
- Menos reintervenciones
- Precisión milimétrica
- Tiempo de fabricación del implante 10 días
- Otorga mayor calidad de vida para el paciente
Recupera la simetría estética casi al 100%
- Mayor resistencia

