

Índice

Boston
Scientific

Advancing science for life™

Productos Ritmo Cardíaco



ARF Medical
Importadora y comercializadora de implantes y dispositivos
médicos de alta especialidad





Índice



EMBLEM

Desfibrilador **Implantable Subcutáneo**

El sistema EMBLEM MRI S-ICD es un desfibrilador implantable subcutáneo que proporciona protección tanto contra la muerte súbita cardíaca como contra los riesgos y complicaciones asociados con los electrodos transvenosos.



Permanece fuera del esternón, nunca tocando el corazón.

Tecnología ImageReady™ para un sistema condicional para resonancia magnética de 1,5 T de cuerpo completo.



Preserva el acceso venoso.

AF Monitor™ está diseñado para ayudar en la detección de nueva aparición o progresión de la fibrilación auricular.

+8.7 años

Datos de LATITUDE™ proyectan que la longevidad promedio de EMBLEM S-ICD es de 8.7 años en el mundo real.

Tecnología avanzada INSIGHT™ con SMART Pass para una discriminación eficaz de FA/TSV y una mayor reducción de los choques inapropiados.

S-ICD Protección sin tocar el corazón



[Índice](#)

FAMILIA VIGILANT **Soluciones de Alto Voltaje**

Última y más avanzada tecnología. En conjunto con su liderazgo, podemos ayudar a predecir la progresión de la insuficiencia cardíaca, reducir la descompensación, rehospitalizaciones y prolongar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con insuficiencia cardíaca.



▶ Índice

▶▶ VIGILANT EL El desfibrilador con la batería con mayor longevidad del mundo

La batería con la mayor duración del mundo.

- Menor cantidad de cambios de generador reduciendo el riesgo de infecciones.
- El electrodo con la mayor tasa de supervivencia en 10 años en el mercado.

EnduraLife™
MR-Conditional®

17,5
años

Ofrece una vida útil prevista de **hasta 17,5 años** para dispositivos VR y de 16,0 años para dispositivos DR.





► Índice



PERCIVA MINI

El desfibrilador más pequeño y delgado del mercado

Diseñado para mayor comodidad y mejor estética para el paciente.

Desempeño avanzado:
En el dispositivo más pequeño del mercado.

EnduraLife™
MR-Conditional®

9,3
años

Diseñado para durar hasta 9.3 años con dispositivos VR y 8.5 años con dispositivos DR.**





PROPONENT MRI

Marcapasos Bicameral / Monocameral

Utiliza un acelerómetro, un sensor basado en movimiento y ventilación minuto (VM), un sensor fisiológico que se correlaciona con la respiración.

Cuando el paciente respira, el generador determina la impedancia transtorácica para medir la ventilación minuto (MV).

MV es el único sensor clínicamente probado que restablece la competencia cronotrópica.

