



Índice

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™



Sistema de ablación cardíaca por radiofrecuencia



ARF Medical
Importadora y comercializadora de implantes y dispositivos
médicos de alta especialidad



Maestro 4000 y MetricQ **Sistema de ablación cardíaca maestro 4000 y bomba metricq**

Sistema de Ablación Aardiacaa Maestro 4000 esta diseñado para uso con los catéteres de ablación cardiaca de BSC en procedimientos de ablación cardiaca.

La bomba Metricq está pensada para su uso junto con un catéter de ablación cardiaca de irrigación abierta de BSC, el tubing set de BSC, y el generador de radiofrecuencia Maestro para suministrar la solución de irrigación a un paciente durante los procedimientos de ablación cardiaca.



[Índice](#)

▶▶ Catéter para ablación INTELLANAV™

NÚMERO DE MODELO	ESTILO DE CURVA	TAMAÑO DEL EJE	TAMAÑO DE LA PUNTA	LONGITUD EFECTIVA
M004 EPMR9620K2 0	Grande	7.5 F (2.5 mm)	7 F (2.34 mm) / 4.5 mm	110 cm



[Índice](#)



RFP-100A

RF Puncture Generator

Punción controlada de tejido mediante energía de radiofrecuencia

Kit transeptal RF (aguja NRG + vaina TORFLEX™)

