

Índice

# Neurocirugía

- Monitor PIC
- Sondas PIC- Spiegelberg
- Servicios de Neurocirugía Adicionales
- Drenajes Silverline
- Dura Seal



**ARF Medical**  
Importadora y comercializadora de implantes y dispositivos  
médicos de alta especialidad








# Drenajes Silverline

## Drenaje Subdural

El catéter de drenaje subdural Silverline® de Spiegelberg es especialmente adecuado para el drenaje después de la evacuación de hematomas subdurales crónicos (HSC).



## Drenaje Ventricular

El catéter de drenaje ventricular Spiegelberg se utiliza en el drenaje del líquido cefalorraquídeo para reducir el aumento de la presión intracraneal, por ejemplo, en casos de hemorragia subaracnoidea, traumatismo cerebral e hidrocefalia aguda.





# Monitor de PIC

Todos los monitores PIC de Spiegelberg cuentan con una práctica función plug-and-play. Tras conectar la sonda de la cámara de aire, conéctela, encienda el monitor y espere la calibración automática<sup>1</sup>. Los monitores PIC de Spiegelberg más recientes tienen baterías con una duración de hasta 6 horas. Todos los monitores PIC son compatibles con la mayoría de los monitores de pacientes.







# Sondas PIC Spiegelberg

Todas las sondas de PIC ventricular Spiegelberg ofrecen dos funciones en un solo producto: medición y drenaje de la PIC. Dado que la tecnología reside en el monitor y no en la sonda, las sondas de PIC son especialmente robustas y destacan por su robustez. Además, todas las sondas de PIC se pueden utilizar directamente, ya que no requieren ajuste a cero.







# Dura Seal

Sellador de hidrogel sintético  
reabsorbible craneoespinal

Composición:

- 2,5 ml de éster de PEC (polietilenglicol)  
y 2,5 ml de trilisina

Absorción: 4 a 8 semanas







[Índice](#)



## Servicio de Neurocirugía adicional

- **Neuro Monitoreo**
- **Hemostáticos**
- **Renta de Instrumental**
- **Válvulas Programables / no Programables**
- **Clips Yasargil**
- **Sistema de Cierre Craneal**
- **Sustituto Duramadre**

